


belulu® One EMS

取扱説明書



この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
なお、本書の末尾に保証書が付いておりますので大切に保管してください。

ご使用前に必ずお読みください。

- 警告**
- 使用電圧、ACアダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
 - 本品の破損、故障、変形、充電、ケーブルの異常など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
 - 万一、煙や異臭、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
 - ストーブ等高温になる場所で本品を使用したり放置したりしないでください。
 - 本品は防水仕様ではありません。浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。
 - 万一、皮膚に異常が見られた場合は、本品を中止して医師に相談してください。
 - 下記のリストをよくご確認ください、該当する方は本品を使用しないでください。
 - 本品の分解、改造などは絶対にしないでください。本品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本品や付属品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。
- 注意**
- 皮膚の弱い部分への過度のご使用はお避けください。
 - 落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
 - 長期間使用しない場合はケーブルを外してください。
 - 汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。水洗いしたり、ベンジン、シンナー等の溶剤類で拭かないでください。
 - 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造をされた際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任を負いかねます。

〈下記に当てはまる方は、ご使用をお避けください。〉

- 急性疾患 ●有熱性疾患 ●血圧異常 ●伝染病疾患 ●心臓疾患 ●医用電子器具を使用されている方（ペースメーカーなどの体内植込式医用電子機器、人工心臓などの生命維持用電子機、心電図などの装着型医用電子機器） ●皮膚ガン病歴がある方 ●糖尿病および他の疾患による皮膚異常疾患の方 ●妊娠中の方 ●皮膚のトラブル（アトピー性皮膚炎の方、過度の日焼けで肌が炎症を起こしている方、ニキビが化膿し炎症を起こしている方、アレルギー体質で特に肌が敏感な方） ●化粧品による皮膚炎を起こしている方 ●特に健康がすぐれない方 ●ステロイド系ホルモン剤等を長期間服用されている方

〈下記の部位には使用しないでください〉

- 悪性腫瘍 ●切り傷 ●骨や関節の上 ●整形などでシリコンが使用されている部分 ●声帯部分 ●頭髮、目や耳の周り、粘膜などのデリケートゾーン

美・ル・ル 機能紹介

EMSの電気刺激でフェイスラインをキュッと引き締め!

EMSの特殊電流が顔の筋肉を刺激して筋トレのような状態を作り出し、たるみを引き締めます。


EMS電気刺激の強さは3段階調節可能

EMSは筋肉に作用するため、多少刺激を感じるがあります。
強さを「弱」「中」「強」の3段階調節できますので安心してお使いいただけます。

美肌が叶うオレンジLED

オレンジ色のLEDは、肌をつややかに明るく整える効果が期待できます。

製品仕様



充電方法

本体下部の充電口カバーを開くと、中に充電口があります。




カバーの隙間に爪を入れて引き上げます。

- ご購入後初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合、パワー低下や稼働時間が短くなった場合は、本体を充電してください。
 - 充電ケーブルの充電プラグを本体の充電口に、USBコネクタをパソコンや付属のUSBポートアダプター等のUSBポートに接続します。
 - 「ピー」と音が鳴り、本体のお知らせランプが赤色に点灯します。
- ※充電中は本体が多少熱くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 充電時間や稼働回数は、本製品の使用頻度や使用モードによって異なります。
 - 充電が完了すると「ビビビ」とアラームが鳴り、お知らせランプが緑色に変わりますので、ケーブルを外してください。
 - 内蔵バッテリー保護のため、ケーブルを抜いてからご使用ください。**
 - 充電に適した室温は、15～30℃です。低温での充電は電池の寿命が短くなる原因になりますので、適温下で充電を行なってください。また、約0℃以下では充電スピードが低下する場合があります。
 - 内蔵電池保護のため、長期間ご使用されない場合でも月に1回充電を行なってください。
 - 正しく充電された状態でも稼働時間が短い場合は、電池の寿命です。

操作方法

- 操作ボタンを3秒以上長押しすると電源がONになり、ヘッド部分のLEDランプがオレンジ色に点灯します。
 - 電源がONになると同時にEMS(弱)が稼働します。(本体正面のお知らせランプが緑色に点灯します。)
- 操作ボタンを押すごとに、EMS(中)→EMS(強)→EMS(弱)の順にEMSの強さレベルが切り替わります。
 - 操作ボタンを3秒以上長押しすると、電源がOFFになります。



本品は、3分経過すると自動的に電源がOFFになります。
1箇所ごとのお手入れ時間の目安にしてください。


使用方法

推奨使用頻度：週4回まで 一日1回まで 1パーツ(両顔)6分まで


- 防水ではありませんので、浴室内や水気の多い場所では使用しないでください。
- LEDライトを直接見たり長時間直視しないでください。
- ケアを行なう際は、必ず美容液またはジェルをご使用ください。乾いた肌に使用しますと、3Dヘッドが滑りにくくなったり、肌トラブルの原因になります。
- ヘッドは肌に対して真っ直ぐ当ててください。また、肌に強く押し付けたりこすり付けず、やさしく滑らせるようにして動かしてください。
- ご使用時は、腕時計やジュエリー等の動金属類を外してください。
- ご使用中、刺激を感じた場合は強さレベルを下げてください。
- ご使用中、肌に異常を感じたり、肌に合わないと感じた場合はご使用を中止し、医師に相談するか、当社へご連絡ください。




①美容ジェルを顔全体にたっぷり塗ります。



【額周り】
額の中央にヘッドを当て、頬に向かって持ち上げるように滑らせます。
片側3分 両側計6分



【頬】
口の横から耳へ、鼻の横から耳へ、内側から外側に向かって滑らせます。
片側3分 両側計6分



【フェイスライン】
フェイスラインから頬に向かって持ち上げるように滑らせます。
片側3分 両側計6分

- 目元は皮膚が薄くデリケートなため、お肌の様子を見ながら使用時間を調節してください。尚、眼球の真上は危険ですのでヘッド部分を当ててください。
- お手入れが終わったら、お肌に残ったジェルをなじませ、乳液やクリームでお肌を整えてください。
- 操作ボタンを3秒以上長押しして電源を切ってください。
- ヘッド部分に残ったジェルはしっかりと拭き取ってください。汚れが気になる場合は、硬く絞った濡れ布巾や消毒用アルコール等で拭いてください。
- ※防水ではありません。水洗いしないでください。 ※ベンジン・シンナー等の溶剤類は使用しないでください。
- キャップを閉め、ゴミ・ホコリ・高温多湿・直射日光を避けお子様の手の届かない場所に保管してください。

電源が入らない

●充電が切れていませんか？

内蔵充電電池は特性上、電源を入れない状態でも少しずつ自然放電し、充電切れになる場合があります。
充電ケーブルで4時間程度充電を行い、再度電源ボタンを押してみてください。

●充電ケーブルを外していますか？

本品は、充電ケーブルをつないだままでは電源が入りません。
使用する時や充電が完了した時は、必ずケーブルを本体から外してください。

●操作ボタンを3秒以上長押ししていますか？

本品は、操作ボタンを1回押しただけでは電源が入りません。3秒以上しっかり長押ししてください。

EMSの刺激が感じられない

●強さレベルが低い

EMSの刺激の感じ方には個人差があります。刺激が感じられない場合は、強さレベルを上げてください。

●ヘッド部分がお肌にしっかり当たっていますか？

ヘッド部分が顔に対して真っ直ぐ垂直に当たっていないと、EMSが稼働しない場合があります。

使用回数が少ない

●十分に充電されていますか？

充電残量が少なくて、使用回数が少なくなります。本品が満充電になるまで4～5時間充電を行ってください。

●内蔵バッテリーの寿命

経年により内蔵バッテリーが劣化すると、充電容量が減り使用回数が少なくなります。(バッテリーの寿命は約3年です。)

上記をご確認いただいても解決しない場合は、販売店へご連絡ください。

保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。

受注番号または注文番号 氏名 購入商品 購入からの期間 故障状況

上記の項目を添えて、お電話またはメールにてご連絡ください。

TEL:045-227-5123 E-mail:shop@kireido.com

※ご使用回数に関わらずご購入から3か月以上経過した場合は、修理品の往復送料をお客様にご負担いただきます。

※保証期間経過後は、診断をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

※その他ご不明な点がございましたらご連絡ください。

返送先

〒221-0801 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-29-25 謙泰ビル
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

【保証書】

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

【修理規約】

1. 取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合修理対応致します。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
3. 次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
 - a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
 - c. 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - d. 本書の提示がない場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

■品番:

■品名:belulu one EMS

■修理保証期間:

■販売日から1年間(ご使用回数に関わらず)

■お客様名:

■ご住所:

■受注番号:

販売店:株式会社ビューティフルエンジェル
販売日付: 年 月 日 印

●通信販売の歴史、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くても問題ございません。
ただし、お問い合わせや修理依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。
●この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。